



Anleitung Blutentnahme und Probenversand

(Stand 19.6.2024)

1. Probenentnahme

Phenylalanin-Bestimmung bei Phenylketonurie (PKU) oder Hyperphenylalaninämie (HPA)

Kapilläre Blutentnahme in kleines Lithium-Heparin-Röhrchen (orange-durchsichtig).

- Anleitung**
1. Röhrchen aus der braunen Hülle nehmen
 2. kleine Kappe von großer Verschlusskappe lösen
 3. Stechhilfe einsetzen
 4. schmale Öffnung an den Blutstropfen halten und bis zur Markierung füllen
 5. kleine Öffnung zuerst verschließen (siehe Punkt 2)
 6. große Öffnung verschließen
 7. Röhrchen fest in die braune Hülle stecken

2. Beschriftung

Röhrchen bitte mit **Name und Geburtsdatum** des Patienten sowie **Abnahmedatum und -Uhrzeit** beschriften.

3. Versand

Probe bitte **Anfang der Woche (Montag/Dienstag)** mit dem ausgefüllten **Anforderungsschein und Überweisungsschein** an unten stehende Adresse schicken. Die Probe muss innerhalb von 48 Stunden nach der Abnahme im Labor sein, sonst ist keine Analyse möglich.

**Universitäts-Kinderklinik
Labor für Aminosäurediagnostik**
z.Hd. Fr. Schmid (Haus 01, 2.UG)
Eythstraße 24
89075 Ulm

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Stoffwechselambulanz (0731-500-57292). Eltern, die die Blutentnahme selbst durchführen und dazu noch Fragen haben, dürfen uns gerne auch unter dieser Nummer anrufen.

